

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE**

RELATÓRIO DE ECONOMIA


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1006.01/2020

Processo Administrativo Nº 1006.01/2020

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR

Data de Publicação: 15/06/2020 17:28:00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	A Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada foi desenvolvida para sustentar usuários com até 150 Kg. Possui leito fabricado em aço, com espessura 1,5m; base confeccionada em perfil de aço "U"; cabeceira e passeira removíveis, em material termoplástico de alta resistência; rodízio com rodas tamanho 3", freios bilaterais com sistema diagonal (em duas rodas), e grades de cama hospitalar. A Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada tem pintura epóxi com tratamento anti ferrugem; uma pintura que apresenta alta resistência à umidade, produtos químicos e abrasão, além de maior facilidade para a limpeza e manutenção. Características da Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada: Estrutura do leito em longarinas de aço (3mm) perfiladas em "U"; Base confeccionada em perfil de aço carbono "U", com pés recuados; Pintura eletrostática em epóxi-pó; Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal; Capacidade máxima de 150 kg; Sistema de elevação com manivela acoplada ao leito (facilitando o manuseio e dando mais conforto e leveza para quem a manuseia); Todas as manivelas possuem sistema de rolamento e mancal. Movimentos* da Cama Hospitalar Manual 3 Movimentos - Toda Injetada: 1° - Posição de Fowler é uma posição semi-sentada em ângulo 45°. É usada para tratamento de pacientes com dispneia, após cirurgia de tireoide, abdominal e/ou cardíaca. Essa posição afasta os órgãos abdominais do diafragma, aliviando a pressão sobre a cavidade torácica e permitindo que os pulmões se insuflam de maneira mais eficaz, melhorando a relação ventilação/perfusão pulmonar, diminuindo as áreas de shunt pulmonar. A posição fowler, ainda, permite que o paciente se alimente com maior facilidade. 2° Posição Sentado é posição com a cabeceira posicionada a 90° em relação ao resto do leito. É muito utilizada em pacientes críticos, por aumentar a zona de aposição diafragmática e melhor eficiência ventilatória. 3° Posição - Elevação horizontal do Leito - é uma posição que conta com a elevação de toda a estrutura da cama. Dessa maneira, é possível reduzir a altura da cama até sua altura mínima (55cm), o que facilita o "sair" e "entrar" do paciente na cama hospitalar. Já a elevando à sua altura máxima (80cm), auxilia no cuidado do paciente, proporcionando a quem cuida uma posição ereta (evitando dor nas costas ou no corpo do cuidador). Todos os movimentos (fawler, sentado, dorso, joelhos, vascular, cardíaco e elevação de leito) acionados por manivelas acopladas ao leito	40	6.269,67	1.790,00	71,45%	179.186,80

LOTE 4 Quantidade.: 1 **Total lote: 40.143,33** **Média lote (%): 58,40%** **Econ. lote: 23.443,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE



PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR